



LISTA DE ENSAIOS SOB ACREDITAÇÃO FLEXÍVEL GLOBAL / INTERMÉDIA

L0222

LALA

Revisão: nº 15

Data: 2026-02-04

Ref^a: L0222_AF_04/02/2024Mod. ISQ/060.1

ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)					DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO									Responsável Técnico [c]
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Tipo ACR Flexível [AF]	Âmbito (resumo)	Tipo de Produtos	Produto [*] (Matrizes)	Ensaio				Método [*]		Categoria Locais [b]	
							Atividade Lab.	Família de Características	Características [*] (Analitos)	Técnica (se aplicável)	Doc. Normativo (norma ou Procedimento Interno)	versão e/ou data		
L0222-1 Sines	34	25	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação da Cor		NA	Absorção Molecular (método Pt/Co)	PO-LALA-W/08	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	26	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação da Dureza Total		NA	Titulimetria (EDTA)	PO-LALA-W/14	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	27	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação da Boro		NA	Absorção Molecular (curcumina)	PO-LALA-W/20	Rev.01	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	28	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Bromatos, Cloretos, Fluoretos, Nitratos, Sulfatos, Cloritos e Cloratos		NA	Cromatografia Iónica	PO-LALA-W/09	Rev.01	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	29	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Cálcio		NA	Titulimetria (EDTA)	PO-LALA-W/28	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	30	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Cianetos		NA	Absorção Molecular (ácido barbitúrico-piridina)	PO-LALA-W/10	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	31	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Magnésio		NA	Método por Cálculo	PO-LALA-W/27	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	32	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Nitratos		NA	Absorção Molecular (2,6-dimetilfenol)	NP4338-1	1996	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	33	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Potássio (Suspensão voluntária desde 2025-09-29)		NA	Fotometria de Chama	PO-LALA-W/21	Rev.01	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	34	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Silica		NA	Absorção Molecular (ácido aminonaftolsulfónico)	PO-LALA-W/29	Rev.01	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	35	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Sódio (Suspensão voluntária desde 2025-09-29)		NA	Fotometria de Chama	PT.ME.055	Ed.04	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	36	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Determinação de Cheiro		NA	Método das diluições sucessivas	PO-LALA-W/23	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	37	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Naturais Doces (exceto balneares)	NA	Pesquisa de Salmonela		NA	Filtração por membrana	ISO 19250	2010	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	38	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Piscina	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Estafilococos Totais e Estafilococos produtores de coagulase	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO19458 PO-LALA-C/04 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	39	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Piscinas	NA	Enumeração de	Número de colónias a (36±2)°C	microrganismos viáveis	Método de Incorporação em gelose nutritiva	ISO 6222	1999	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	40	Intermédia	Águas	Águas de Consumo e Processo	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Cloreto de Vinilo, Acrilamida e Epicloridrina	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	41	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Piscinas	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Cloro residual	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/04 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 Rev. 00 2009 2014 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	42	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Piscinas	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Número de Colónias a (36±2)°C	Pseudomonas aeruginosa	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 19458 PO-LALA-C/04 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 Rev. 00 2009 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	43	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Piscinas	NA	Determinação de	Cloro Residual	NA	Absorção Molecular - DPD	PO-LALA-W/39	Rev. 00	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	44	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Piscinas	NA	Pesquisa e Quantificação de	Pseudomonas aeruginosa	NA	Filtração por membrana	PO-LALA-M/04	Rev. 00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	45	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Processo	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Sólidos Dissolvidos Totais e Alcalinidade	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	46	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Processo	NA	Determinação de	Alcalinidade	NA	Titulimetria Ácido- Base	PO-LALA-W/13	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	47	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Processo	NA	Determinação de	Sólidos Dissolvidos Totais	NA	Método Gravimétrico, secagem a 180º C	PO-LALA-W/37	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	48	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces (Superficiais, Subterrâneas), Piscinas	NA	Determinação de	Turvação	NA	Turbidimetria	ISO 7027-1	2016	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	49	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces, Naturais Salinas (exceto balneares), Processo e Piscinas	NA	Pesquisa e Quantificação de	Bactérias Coliformes	NA	Filtração por membrana	PO-LALA-M/03	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	50	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces, Naturais Salinas (exceto balneares), Processo e Piscinas	NA	Pesquisa e Quantificação de	Escherichia coli	NA	Filtração por membrana	PO-LALA-M/03	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	51	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces, Naturais Salinas e Piscinas	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Enterococos Intestinais	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO19458 PO-LALA-C/04 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 Rev. 00 2009 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	52	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces, Naturais Salinas e Piscinas	NA	Pesquisa e Quantificação de	Enterococos intestinais	NA	Filtração por membrana	ISO 7899-2	2000	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	53	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Naturais Doces, Naturais Salinas, Processo e Piscinas	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Bactérias Coliformes, Escherichia coli e Coliformes Fecais	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 19458 PO-LALA-C/04 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 Rev. 00 2009 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	54	Intermédia	Águas	Águas de Consumo, Piscinas e Processo	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Legionella	NA	NA	PO-LALA-C/07 PO-LALA-C/01	Rev.00 Rev.03	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	55	Intermédia	Águas	Águas de Piscinas	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Oxidabilidade	NA	NA	PO-LALA-C/04	Rev. 00	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	56	Intermédia	Águas	Águas de Piscinas	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Turvação	NA	NA	PO-LALA-C/04	Rev. 00	1	Cláudia Silva
L0222-1 Sines	34	57	Intermédia	Águas	Águas de Piscinas	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Metais	Cobre	NA	PO-LALA-C/04	Rev. 00	1	Cláudia Silva

ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)					DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO									Responsável Técnico [c]
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Tipo ACR Flexível [AF]	Âmbito (resumo)	Tipo de Produtos	Produto [*] (Matrizes)	Ensaio				Método [*]		Categoria Locais [b]	
							Atividade Lab.	Família de Características	Características [*] (Analitos)	Técnica (se aplicável)	Doc. Normativo (norma ou Procedimento Interno)	versão e/ou data		
L0222-1 Sines	34	58	Intermédia	Águas	Águas de Piscinas	NA	Pesquisa e Quantificação de	Estafilococos produtores de coagulase	NA	Filtração por membrana	NP 4343	1998	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	59	Intermédia	Águas	Águas de Piscinas	NA	Pesquisa e Quantificação de	Estafilococos totais	NA	Filtração por membrana	NP 4343	1998	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	60	Intermédia	Águas	Águas Naturais Doces e Naturais Salinas (exceto balneares)	NA	Pesquisa e Quantificação de	Pesquisa e Quantificação de Coliformes fecais	NA	Filtração por membrana	PO-LALA-M/03	Rev.00	0	Ana Paulino
L0222-1 Sines	34	61	Intermédia	Águas	Águas Naturais Doces (excepto Balneares) e Piscinas	NA	Determinação de	Oxidabilidade	NA	Titulimetria Redox	PO-LALA-W/26	Rev.01	0	Ana Paulino

ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)					DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO										Responsável Técnico [c]
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Tipo ACR Flexível [AF]	Âmbito (resumo)	Tipo de Produtos	Produto [*] (Matrizes)	Ensaio				Método [*]		Categoria Locais [b]		
							Atividade Lab.	Família de Características	Características [*] (Analitos)	Técnica (se aplicável)	Doc. Normativo (norma ou Procedimento Interno)	versão e/ou data			
L0222-1 Sines	34	62	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Azoto Kjeldahl, Azoto Amoniacal	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	63	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Carência Química de Oxigénio	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	64	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Mercurío	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	65	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Nitritos	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	66	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Sólidos Suspensos Totais	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	67	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA		Determinação da Carência Química de Oxigénio	NA	Absorção Molecular (dicromato de potássio)	PO-LALA-W/38	Rev.00	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	68	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA		Determinação de Azoto Amoniacal	NA	Absorção Molecular (fenato)	PO-LALA-W/03	Rev.01	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	69	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA		Determinação de Nitritos	NA	Absorção Molecular (N-naftiletlenodiamina)	PO-LALA-W/30	Rev.01	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	70	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares) e Residuais	NA		Determinação de Sólidos Suspensos Totais	NA	Método Gravimétrico, secagem a 103-105° C	PO-LALA-W/19	Rev.00	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	71	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Cloretos e Sulfatos	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	72	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Compostos organo-halogenados adsorvíveis (AOX)	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	73	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Fosfatos	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	74	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Oxigénio dissolvido, Carência Bioquímica de Oxigénio	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	75	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Sulfitos	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	76	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de	Sulfuretos	NA	NA	PO-LABQUI-C/03 ISO 5667-5 PO-LALA-C/03 ISO 5667-11 ISO 5667-6 PQ.351.G ISO 5667-10 PQ.351.H PO-LALA-C/01	Rev.02 2006 Rev. 00 2009 2014 Ed.07 2020 Ed.05 Rev.03	1	Cláudia Silva	
L0222-1 Sines	34	77	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA		Determinação da Carência Bioquímica de Oxigénio Incubação 5 dias	NA	Oxigénio - Método Electroquímico	PO-LALA-W/31 PO-LALA-W/33	Rev.00 Rev.00	0	Ana Paulino	

ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)					DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO									Responsável Técnico [c]
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Tipo ACR Flexível [AF]	Âmbito (resumo)	Tipo de Produtos	Produto [*] (Matrizes)	Ensaio				Método [*]		Categoria Locais [b]	
							Atividade Lab.	Família de Características	Características [*] (Analitos)	Técnica (se aplicável)	Doc. Normativo (norma ou Procedimento Interno)	versão e/ou data		
L0222-1 Sines	34	78	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Determinação de Cloretos	NA	Titulimetria (Mohr)	PO-LALA-W/12	Rev.00	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	79	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Determinação de Fosfatos	NA	Absorção Molecular (ácido ascórbico)	PO-LALA-W/04	Rev.02	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	80	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Determinação de Oxigénio dissolvido	NA	Método Electroquímico	PO-LALA-W/33	Rev.00	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	81	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Determinação de Sulfatos	NA	Absorção Molecular - Turbidimetria	PO-LALA-W/15	Rev.00	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	82	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces (exceto balneares), Processo e Residuais	NA	Determinação de Sulfuretos	NA	Absorção Molecular (azul de metileno)	PO-LALA-W/18	Rev.00	0	Ana Paulino	



LISTA DE ENSAIOS SOB ACREDITAÇÃO FLEXÍVEL GLOBAL / INTERMÉDIA

LALA

Revisão: nº 15

Data: 2026-02-04

Ref^a: L0222_AF_04/02/2024d. ISQ/060.1

ANEXO TÉCNICO DE ACREDITAÇÃO (ATE)					DESCRIÇÃO DO ÂMBITO ACREDITADO								Responsável Técnico [c]	
ATE Nº Localização [a]	Edição Nº	Linha Nº	Tipo ACR Flexível [AF]	Âmbito (resumo)	Tipo de Produtos	Produto [*] (Matrizes)	Ensaio				Método [*]			Categoria Locais [b]
							Atividade Lab.	Família de Características	Características [*] (Analitos)	Técnica (se aplicável)	Doc. Normativo (norma ou Procedimento Interno)	versão e/ou data		
L0222-1 Sines	34	98	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Naturais Doces, Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de Metais	Alumínio	NA	PO-LABQUI-C/03	Rev. 02	1	Cláudia Silva	
								Antimônio			ISO 5667-5			2006
								Arsénio			PO-LALA-C/03			Rev. 00
								Bário			ISO 5667-11			2009
								Berílio			ISO 5667-6			2014
								Boro			PQ.351.G			Ed.07
								Cádmio			ISO 5667-10			2020
								Cálcio			PQ.351.H			Ed.05
								Chumbo			PO-LALA-C/01			Rev.03
								Cobalto						
								Cobre						
								Crómio						
								Estanho						
								Ferro						
								Lítio						
								Magnésio						
								Manganês						
								Molibdénio						
								Níquel						
								Potássio						
								L0222-1 Sines			34			99
ISO 5667-5	2006													
PO-LALA-C/03	Rev. 00													
ISO 5667-11	2009													
ISO 5667-6	2014													
PQ.351.G	Ed.07													
ISO 5667-10	2020													
PQ.351.H	Ed.05													
PO-LALA-C/01	Rev.03													
L0222-1 Sines	34	100	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Consumo, Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de Carbono Orgânico Total	NA	NA	PO-LABQUI-C/03	Rev. 02	1	Cláudia Silva	
									PQ.351.G	Ed.07				
L0222-1 Sines	34	101	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Processo e Residuais	NA	Colheita de Amostras para Análise de Fósforo total e Azoto total	NA	NA	PQ.351.G	Ed.07	1	Cláudia Silva	
										ISO 5667-10	2020			
										PQ.351.H	Ed.05			
										PO-LALA-C/01	Rev.03			
L0222-1 Sines	34	102	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Processo e Residuais	NA	Determinação de Azoto total	NA	Espectrometria de Absorção Molecular Ácido cromotrópico	PO-LALA-W/02	Rev.01	0	Ana Paulino	
L0222-1 Sines	34	103	Intermédia	Águas; Efluentes Líquidos	Águas de Processo e Residuais	NA	Determinação de Fósforo total	NA	Espectrometria de Absorção Molecular Ácido vanadomolibdofosfórico	PO-LALA-W/16	Rev.00	0	Ana Paulino	

NOTAS:

[a] Morada das instalações permanentes abrangidas pelo ATE
Sines: Zona Industrial II, Rua H - Lote 243 7520-309 Sines

[b] Categorias de Locais onde os ensaios podem ser realizados
0 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório
1 - ensaios realizados fora das instalações do laboratório ou em laboratórios móveis
2 - ensaios realizados nas instalações permanentes do laboratório e fora destas

[c] Responsável pela aprovação técnica dos métodos a incluir na Lista de Ensaios sob Acreditação Flexível

[AF] Tipo de acreditação flexível
Intermédia
Global A
Global B
Global A+B

[*] Descritor passível de acreditação flexível global

APROVAÇÃO / EMISSÃO: Anabela Paulino

CONTACTOS LAB.: Gestor(a) de Sistemas de Gestão

Telefone: +351 963265117

E-mail: acgouveia@isq.pt

Internet: www.isq.pt